

إجراءات تغيير بطارية CADD PRIZM

ملاحظة: إذا بدأ الضوء الأصفر والأخضر بالجانب الأعلى الأيمن من المضخة في الوميض، وظهرت رسالة "البطارية ذات 9 فولت منخفضة" أو "البطارية ذات 9 فولت نفذت" أو "البطارية منخفضة" على شاشة العرض، يجب تغيير البطارية. استخدم بطارية قلووية أو ليثيوم ذات 9 فولت.

التجهيزات المطلوبة:

- بطارية 9 فولت

الإجراءات:

1. أوقف مضخة CADD Prizm. اضغط مفتاح تشغيل/إيقاف. عند عرض *هل ترغب بإيقاف المضخة؟* اضغط "Y".
2. اضغط زر باب البطارية وأخرج باب البطارية. أزل البطارية المستخدمة.
3. مطابقة علامات + و- على البطارية الجديدة بالعلامات على المضخة. أدخل البطارية الجديدة. ستصدر المضخة رنيناً إذا أدخلت بشكل صحيح.
4. أعد تركيب باب البطارية. ستعمل المضخة تلقائياً.
5. أعد تشغيل المضخة. اضغط مفتاح إيقاف/تشغيل. عند عرض *هل ترغب بتشغيل المضخة؟* اضغط "Y".
6. **بدء تشغيل المضخة** سيظهر على الشاشة الرئيسية. ستظهر المضخة الإعدادات المبرمجة مسبقاً وتعرضها تلقائياً.
7. **سيظهر قيد التشغيل** على الشاشة، وستومض بلون أزرق أخضر، وسيبدأ نقل الدواء.
8. ضع CADD Prizm بحقيبة الحمل.