

تناول الدواء عن طريقة التغذية المعوية باستخدام مضخة Kangaroo Joey بمجموعة تناول الدواء للتغذية والدفق

إدارة التغذية بشكل سليم عن طريق مضخة Kangaroo Joey مهم لسلامتكم. الرجاء الاتصال بـ 1-800-755-4704 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

التجهيزات:

- التركيبة
- مضخة Kangaroo Joey
- كيس التغذية والدفق بمضخة Kangaroo Joey (مجموعة التغذية) تغيير كيس التغذية كل 24 ساعة.
- حقبة الظهر (عند اللزوم) أو عمود الحقن الوريدي وخطاف العمود
- حقبة ظهر بحجم 60. المحقنة المستخدمة للغسل
- حقبة الحمل (عند اللزوم). حقبة الحمل قابلة للغسيل الآلي. استخدم دورة الغسيل الخفيف.

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. ضع مضخة Kangaroo Joey على أي سطح ثابت أو صلها بعمود الحقن الوريدي باستخدام خطاف العمود. ملاحظة: إذا استخدمت عمود الحقن الوريدي، فمن المهم تأمين المضخة ذات 6 بوصات أو أقل عن طريق كيس التغذية.
3. أزل كيس تغذية مضخة Kangaroo بالأنبوب من العبوة.
4. شغل المضخة بضغط الزر الأيمن الأسفل. ستضيء الشاشة. سترى صورة لحيواني كانجرو يقفزان عبر الشاشة.
5. ستعرض المضخة الإعدادات المسبقة. بالنسبة إلى أول جرعة منزلية، اضغط مفتاح ◀ مسح الإعدادات . بعد الجرعة المنزلية الأولية، ستضغط ◀ حفظ الإعدادات . ستعرض شاشة المضخة تحميل مجموعة. ملاحظة – بعد الجرعة المنزلية الأولية/تكتمل الإعدادات، فاضغط ◀ حفظ الإعدادات وتابع للخطوة 13.
6. الزر الثاني الأسفل باليسار سيخرج صوت ◀ تعديل التغذية. اضغط ◀
7. ستعرض الشاشة ◀ معدل التغذية – فاضغط ◀ وأدخل المعدل المحدد. اضغط إدخال للحفاظ.



8. ستعرض الشاشة ◀ **تغذية VTBD- اضغط** ◀ من أجل إدخال المقدار المطلوب توصيله أو اتركه عند الصفر إذا كان يجب التغذية باستمرار. اضغط ◀ **إدخال للحفظ**.
9. عند الاكتمال، اضغط ◀ **تم**.
10. ستعرض الشاشة ◀ **تعديل الدفق**. اضغط ◀ **مقدار الدفق** – اضغط ◀ وأدخل المقدار المطلوب. اضغط ◀ **إدخال**.
11. ستعرض الشاشة ◀ **فترة الدفق** – أدخل عدد الساعات المطلوبة بين الدفقات، ثم اضغط ◀ **إدخال**.
12. عند الاكتمال، اضغط ◀ **تم**.
13. ستشير المضخة فيما بعد إلى **تحميل مجموعة** على الشاشة.
14. افتح الباب الشفاف الأزرق بأعلى المضخة.
15. تحميل مجموعة المضخة بإمسك علامة الإصبع الموجودة بالصمام، ثم أدخل الصمام في فتحة صمام المضخة. (راجع الصورة التوضيحية أعلى المضخة).
 - a. أمسك تجنيب الحلقة السوداء ومد الأنبوب بعكس عقارب الساعة حول الدوار، ثم أخفض التجنيب الأسود بالفتحة.
 - b. أغلق الباب الشفاف الأزرق عندما يكون الأنبوب بموضعه. ستعرض شاشة العرض الآن **تم تحميل المجموعة**. ستتعرف المضخة على "كيس الدفق والتغذية" وستعرض الخيارات المناسبة.
16. تعبئة كيس "التغذية" (غطاء بنفسجي) بالكمية المناسبة للتركيبية وأغلق أعلى الكيس بشكل آمن من الأعلى. **ملاحظة: توضع التركيبة في كيس واحد للبالغين لمدة لا تتخطى 8 ساعات. مادة لا تتجاوز مدتها 4 ساعات في وقت واحد للمرضى الأطفال**
17. املا الكيس "FLUSH" (الغطاء الأزرق) بكمية مناسبة من الماء، وأغلق الجزء العلوي للكيس بإحكام.
18. أزل الغطاء من نهاية الأنبوب. اضغط على ◀ **PRIME** في شريط القائمة.
 - a. اضغط ◀ **ضخ تلقائي بالأنبوب**. ستقوم المضخة تلقائياً بالسقي في المسار. في حالة الاستعداد التام، سيتم عرض الشاشة **AUTO PRIME COMPLETE**.
 - b. إذا لم تعبأ الأنبوب على طول الامتداد حتى النهاية، يمكنك الضغط مع الاستمرار مفتاح ◀ **PRIME** حتى يصبح الخط ممثلًا للنهاية. عند الاكتمال، اضغط ◀ **تم**. إذا كان عليك التوقف عن الضخ بالمضخة لسبب معين، فاضغط ◀ **إيقاف لإلغاء الضخ التلقائي**.

19. إذا كانت المضخة مُعدة للاستخدام المتنقل، فضعها وكبس التغذية في حقيبة الظهر. ويمكن القيام بذلك عن طريق إغلاق الأغذية بطريقة محكمة، وثبيت الأنابيب في نهاية المطاف حتى يمكن إزالة الهواء قبل السوائل في أثناء سير عملية الملء. ثم ضع المضخة والأكياس في حقيبة الظهر.
20. دقق في أنبوب التغذية حسب تعليمات الممرضة.
21. صل الأنبوب لأنبوب التغذية من خلال إدخال طرف أنبوب المضخة في نهاية أنبوب التغذية أو الجهاز الملحق بأنبوب التغذية. يمكنك إحكام إغلاق الاتصال باستخدام قطعة من الشريط عند الحاجة.
22. اضغط **مفتاح التشغيل** لبدء عمل المضخة. ستعرض شاشة المضخة **قيد التشغيل**، وستتحرك أيقونة التقطير عمودياً على الشاشة. سيتم عرض معدل التغذية أيضاً. وسيضيء مؤشر LED الأزرق.
23. يمكن قطع التغذية من خلال ضغط **مفتاح الانتظار**، والذي سيوقف المضخة. ستعرض شاشة المضخة **الانتظار** وسيضيء مؤشر LED الأصفر. ستصدر المضخة إنذاراً في وضع **التوقف المؤقت** لمدة 10 دقائق أو أكثر. اضغط **مفتاح التشغيل** لإعادة بدء عمل المضخة.
24. عند حقن التركيبة واكتمال التغذية، ستصدر المضخة إنذاراً. اضغط مع الاستمرار **خفض استهلاك الطاقة** لإيقاف تشغيل المضخة. سترى العد التنازلي على الشاشة – **3, 2, 1 OFF**. ملاحظة- **POWER DOWN** في حالة عدم تحرير مفتاح بسرعة، ستعود المضخة للعمل مرة أخرى.
25. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.
26. فصل الأنبوب من أنبوب التغذية.
27. دقق في أنبوب التغذية حسب تعليمات الممرضة.
28. صل مضخة التغذية المعوية Kangaroo Joey بمقبس طاقة التيار لعملية تثبيت العمود. أعد شحن الوحدة يوميًا بعد استخدامها كمضخة متنقلة.
- ملاحظة: ستعمل المضخة المشحونة بالكامل تقريبًا لمدة 18 ساعة @ 125 مللي/ساعة. سيستمر شحن البطارية عند توصيل المضخة. مطلوب 6 ساعات شحن كحد أدنى يوميًا للشحن الكامل.

إرشادات تخزين المنتج المعوي:

إرشادات درجة الحرارة العامة

تتراوح درجة حرارة التخزين العامة الموصى بها للمنتج الغذائي بين 32- و 95- درجة فهرنهايت (F). نطاق درجة الحرارة المرغوبة على الأكثر لتخزين الحاويات غير المفتوحة هي درجة حرارة الغرفة. وذلك بين 55- و 75- درجة فهرنهايت. سيضمن التخزين حسب درجات الحرارة هذه أعلى جودة للمنتج.

يجب تخزين المنتجات غير المفتوحة في منطقة جافة وباردة. التعرض المطول لدرجات حرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت أو إلى حرارة مباشرة أعلى من 95 درجة فهرنهايت قد يؤثر على درجة الكثافة المادية للمنتج.

ظروف التخزين الصعبة

لا تبرد منتجات التركيبة أو تخزنها بدرجة حرارة أعلى من 95 درجة فهرنهايت. درجات الحرارة الزائدة حتى لفترات قصيرة، يمكنها أن تتسبب في تغييرات مادية على المنتجات وتحولها إلى غير مقبولة أو لا يمكن استخدامها.

توصيات إضافية لتخزين المساحيق

يمكن استخدام التركيبة ذات المسحوق خلال شهر واحد من فتحها. برغم أن المساحيق لن "تفسد" من المنظور الميكروبيولوجي، فإن بعض الفيتامينات والأحماض الدهنية سينخفض مفعولها بمرور الوقت عند تعرضها للأوكسجين. يجب تخزين المنتجات الغذائية المسحوقة في منطقة باردة وجافة. يجب تغطية علب المساحيق المفتوحة؛ كما لا يجب تخزينها في المبرد.

ملاحظات: